

Anticorpo Policlonal Anti-Far1 Para Wb, Elisa - Q8Wvx9

Número do item: CM0023639

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FAR1 (acil-CoA redutase de ácidos graxos 1) humana, adequado para WB e ELISA. Alvo uma enzima chave na biossíntese de álcoois graxos, lipídios éster e monoésteres de cera. Ideal para pesquisas sobre metabolismo lipídico e peroxissomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAR1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CSPSD; PFCRD; MLSTD2; SDR10E1; FAR1
Espécie	Humana
GeneID (humana)	84188
GeneID	84188
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da FAR1 humana (NP_115604.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q8WVX9
Peso da Proteína	59kDa
Transporte	Bolsa de gelo