

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Farsb Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nsd9

Número do item: CM0017921



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FARSF humano (subunidade beta da fenilalanil-tRNA sintetase), adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos sobre aminoacilação citoplasmática e tradução de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	FARSF pAb de coelho
Observações/Apelidos	FRSB; RJBS; PheHB; PheRS; FARSLB; RILDBC; HSPC173; NEDBLA; RILDBC1; FARSF
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	10056
ID do gene	10056
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 240-589 de FARSF humano (NP_005678.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9NSD9
Peso da proteína	66 kDa
Transporte	Bolsa de gelo