

Anticorpo Monoclonal Anti-Fas Para Wb, Ihc-P, Elisa - P25445

Número do item: CM0003905



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Fas humano (CD95, APO-1, TNFRSF6). Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para rato. Ideal para estudos de apoptose e tolerância imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fas Rabbit mAb
Observações/Apelido	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6; Fas
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	355
GeneID	355
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do Fas humano (NP_000034.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P25445
Peso Proteico	9-38 kDa
Envio	Saco de gelo