

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fas Para Wb, Elisa - P25445

Número do item: CM0017590



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao Fas humano (CD95/APO-1), adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato, sendo ideal para estudos de apoptose e regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fas Rabbit pAb
Observações/Alias	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6; Fas
Espécie	Humano
GeneID (humano)	355
GeneID	355
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-300 do Fas humano (NP_000034.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25445
Peso Proteico	9-38 kDa
Envio	Bolsa de gelo