


Anticorpo Monoclonal Anti-Fascin/Fscn1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16658

Número do item: CM0007787



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Fascin (FSCN1), validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, camundongo e rato. Reconhece a proteína de 55 kDa que agrega actina, envolvida em protrusões celulares e migração. Ideal para pesquisa de citoesqueleto e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fascin/FSCN1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	HSN; SNL; p55; FAN1; Fascin/FSCN1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6624
GeneID	6624
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 249-362 da Fascin/FSCN1 humana (Q16658).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16658
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Bolsa de gelo