

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fastkd1 Para Wb, Elisa - Q53R41

Número do item: CM0027762

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FASTKD1 humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta FASTKD1 endógeno em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para pesquisa em mitocôndrias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FASTKD1 Rabbit pAb
Observações/Alias	FASTKD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79675
ID do Gene	79675
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 638-847 da FASTKD1 humana (NP_078898.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q53R41
Peso Proteico	97kDa
Envio	Bolsa de gelo