

Anticorpo Policlonais Anti-Fastkd2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nyy8

Número do item: CM0030618

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a FASTKD2, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta a proteína FASTKD2 humana e de camundongo (81 kDa). Essencial para estudos de montagem da subunidade ribossomal grande mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FASTKD2 Rabbit pAb
Observações/Alias	COXPD44; KIAA0971
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	22868
GeneID	22868
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 51-150 do FASTKD2 humano (NP_055744.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NYY8
Peso da Proteína	81kDa
Envio	Bolsa de gelo