


Anticorpo Monoclonal Anti-Fat10/Ubd Para Wb E Elisa - O15205

Número do item: CM0007959



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante direcionado ao FAT10/UBD humano (Ubiquitina D). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Adequado para estudos sobre degradação de proteínas ubiquitina-like, sinalização NF- κ B e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAT10/UBD Rabbit mAb
Observações/Apelido	FAT10; UBD-3; GABBR1; FAT10/UBD
Espécie	Humano
GeneID	10537
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 70-150 do FAT10/UBD humano (O15205)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O15205
Peso Proteico	18 kDa
Envio	Saco de gelo