


Anticorpo Policlonal Anti-Fat10/Ubd Para If/Icc, Elisa - 015205

Número do item: CM0017857



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à ubiquitina D humana (FAT10/UBD), validado para IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo da modificação semelhante à ubiquitina, da degradação proteassomal e das vias da imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	FAT10/UBD pAb de coelho
Observações/alias	FAT10; UBD-3; GABBR1; FAT10/UBD
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	10537
ID do gene	10537
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-165 da FAT10/UBD humana (NP_006389.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O15205
Peso da proteína	18 kDa
Envio	Bolsa de gelo