


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fat10/Ubd Para Wb, If/Icc, Elisa - O15205

Número do item: CM0027287



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra FAT10/UBD (ubiquitina D) humano. Adequado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Peso proteico de 18kDa. Ideal para estudar a via ubiquitina-proteassoma, imunidade e doenças renais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	FAT10/UBD pAb de Coelho
Observações/Apelido	FAT10; UBD-3; GABBR1; FAT10/UBD
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10537
ID do Gene	10537
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-165 do FAT10/UBD humano (NP_006389.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O15205
Peso Proteico	18kDa
Envio	Em bolsa de gelo