

## Anticorpo Monoclonal Anti-Fatp4/Slc27A4 Para Wb, Elisa - Q6P1M0

Número do item: CM0007279

### introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho anti-FATP4/SLC27A4, validado para WB e ELISA, que detecta FATP4 humano e de camundongo, um transportador de ácidos graxos de cadeia longa e ligase de acil-CoA envolvido no metabolismo lipídico. Adequado para pesquisas sobre transporte e metabolismo de ácidos graxos e função da barreira cutânea.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | FATP4/SLC27A4 Rabbit mAb                                                                                                          |
| Observações/Apelido | IPS; FATP4; ACSVL4; FATP4/SLC27A4                                                                                                 |
| Espécie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 10999                                                                                                                             |
| GeneID              | 10999                                                                                                                             |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-237 de FATP4/SLC27A4 humano (NP_005085.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos monoclonais                                                                                                            |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reatividade cruzada | Humano, camundongo                                                                                                                |
| SWISS               | Q6P1M0                                                                                                                            |
| Peso da proteína    | 72 kDa                                                                                                                            |
| Envio               | Embalagem de gelo                                                                                                                 |