

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fatty Acid Synthase (Fasn) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49327

Número do item: CM0002607



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho visa a Fatty Acid Synthase (FASN) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com FASN humano, de camundongo e de rato, adequado para estudos de biossíntese de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fatty Acid Synthase (FASN) Rabbit mAb
Observações/Apelido	FAS; OA-519; SDR27X1; Fatty Acid Synthase (FASN)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2194
GeneID	2194
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 2400-2500 do FASN humano (P49327).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49327
Peso da Proteína	273kDa
Envio	Saco com gelo