

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sintase De Ácidos Graxos (Fasn) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49327

Número do item: CM0018101



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FASN humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta FASN endógena em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre metabolismo de ácidos graxos e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	FASN (sintase de ácidos graxos), pAb de coelho
Observações/Apelidos	FAS; OA-519; SDR27X1; Sintase de ácidos graxos (FASN)
Espécie	Humana
GeneID	2194
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2221-2511 da sintase de ácidos graxos humana (FASN) (NP_004095.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P49327
Peso da proteína	273 kDa
Envio	Bolsa de gelo