

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fbln5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubx5

Número do item: CM0029158

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Fibulina-5 humana (FBLN5) para pesquisa de fibras elásticas e MEC. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FBLN5 pAb de Coelho
Observações/Alias	EVEC; UP50; ADCL2; ARMD3; CMT1H; DANCE; ARCL1A; FIBL-5; HNARMD; FBLN5
Espécie	Humana
GeneID (humano)	10516
GeneID	10516
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 199-448 da FBLN5 humana (NP_006320.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBX5
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Bolsa de gelo