


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fbp2 Para Wb, If-P, Elisa - 000757

Número do item: CM0024795



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-FBP2 validado para WB, IF-P, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudar a isoenzima 2 frutose-1,6-bisfosfatase na síntese de glicogênio e metabolismo muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FBP2 Rabbit pAb
Observações/Alias	CORLK; FBP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8789
ID do Gene	8789
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-339 da FBP2 humana (NP_003828.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	000757
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo