

Anticorpo Policlonal Anti-Fbx32/Fbxo32 Para Wb, If-P, Elisa - Q969P5

Número do item: CM0026320

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Fbx32/FBXO32 (Atrogin-1, MAFbx) humano, adequado para WB, IF-P e ELISA. Reconhece amostras humanas e de camundongo. Uma ferramenta chave para o estudo da atrofia muscular e proteólise mediada por ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fbx32/FBXO32 Rabbit pAb
Observações/Alias	Fbx32; MAFbx; Fbx32/FBXO32
Espécie	Humano
ID do Gene	114907
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 206-355 de Fbx32/FBXO32 humano (NP_478136.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q969P5
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo