

## Anticorpo Policlonal Anti-Fbx32/Fbxo32 Para Wb, If-P, Elisa - Q969P5

Número do item: CM0025101

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Fbx32/FBXO32 humano (Atrogin-1, MAFbx). Validado para WB, IF-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Direciona-se a uma ligase E3 de ubiquitina envolvida na atrofia muscular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Fbx32/FBXO32 pAb de Coelho                                                                                                        |
| Observações/Apelido | Fbx32; MAFbx; Fbx32/FBXO32                                                                                                        |
| Espécie             | Humano                                                                                                                            |
| ID do Gene (Humano) | 114907                                                                                                                            |
| ID do Gene          | 114907                                                                                                                            |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 206-355 do Fbx32/FBXO32 humano (NP_478136.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                            |
| Aplicação           | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                                |
| SWISS               | Q969P5                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 42kDa                                                                                                                             |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                      |