

Anticorpo Policlonais Anti-Fbxl12 Para Wb E Elisa - Q9Nxx8

Número do item: CM0015872

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao FBXL12 humano (proteína 12 F-box/LRR-repeat). Validado para WB e ELISA, tem reatividade cruzada com camundongo. Ferramenta essencial para estudos de proteólise mediada por ubiquitina e parada do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FBXL12 Coelho pAb
Observações/Apelido	Fbl12; FBXL12
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54850
ID do Gene	54850
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-326 do FBXL12 humano (NP_060173.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NXX8
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo