


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fbxl2 Para Wb E Elisa - Q9Ukc9

Número do item: CM0016723



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra o FBXL2 humano (FBL2/FBL3), adequado para Western blot e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre proteólise mediada por ubiquitina, regulação do ciclo celular e sinalização inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	FBXL2 Rabbit pAb
Observações/Alias	FBL2; FBL3; FBXL2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	25827
GeneID	25827
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-240 do FBXL2 humano (NP_036289.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9UKC9
Peso da proteína	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo