

Anticorpo Policlonal Anti-Fbxl5 Para Wb, Elisa - Q9Uka1

Número do item: CM0029812



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a FBXL5 (proteína 5 de repetição F-box/LRR). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre homeostase do ferro, sistema ubiquitina-proteassoma e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FBXL5 Coelho pAb
Observações/Apêndice	FBL4; FBL5; FLR1; FBXL5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26234
GeneID	26234
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-310 da FBXL5 humana (NP_036293.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKA1
Peso Proteico	79kDa
Remessa	Saco de Gelo