

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fbxo10 Para Wb E Elisa - Q9Uk96

Número do item: CM0020105

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo a FBXO10 humana, um componente do complexo ligase de ubiquitina E3 SCF. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com rato. Adequado para pesquisas sobre apoptose e ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-FBXO10
Observações/Alíás	FBX10; PRMT11; FBXO10
Espécie	Humana
GeneID (humano)	26267
GeneID	26267
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 da FBXO10 humana (NP_036298.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Rato
SWISS	Q9UK96
Peso da proteína	105 kDa
Envio	Bolsa de gelo