

Anticorpo Policlonal Anti-Fbxo2 Para Wb E Elisa - Q9Uk22

Número do item: CM0029037

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-FBXO2 validado para WB e ELISA com reatividade cruzada em camundongo e rato. Tem como alvo a proteína F-box 2, um componente de reconhecimento de substrato da ubiquitina ligase SCF envolvido na degradação de glicoproteínas associada ao retículo endoplasmático (ERAD).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FBXO2 Rabbit pAb
Observações/Alias	FBG1; FBX2; Fbs1; OCP1; NFB42; FBXO2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26232
ID do Gene	26232
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-296 da FBXO2 humana (NP_036300.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9UK22
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Bolsa de gelo