

Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Fbxo21 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O94952

Número do item: CM0020006

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-FBXO21 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com FBXO21 de humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de ubiquitinação e degradação de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FBXO21 Rabbit pAb
Observações/Alias	FBX21; FBXO21
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23014
ID do Gene	23014
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 440-621 da FBXO21 humana (NP_055817.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O94952
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Bolsa de gelo