

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fbxo28 Para Wb, Elisa - Q9Nvf7

Número do item: CM0022449

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra FBXO28 humano (UniProt Q9NVF7), validado para WB e ELISA. Reage com FBXO28 humano e de rato. Adequado para estudos sobre ligase de ubiquitina, estabilidade genômica e sobrevivência de células beta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	FBXO28 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Fbx28; DEE100; CENP-30; FBXO28
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23219
GeneID	23219
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	Q9NVF7
Peso da proteína	41 kDa
Envio	Embalagem de gelo