

Anticorpo Policlonal Anti-Fbxo3 Para Wb, Elisa - Q9Uk99

Número do item: CM0017621



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o FBXO3 humano (proteína apenas com F-box 3), validado para Western blot (WB) e ELISA. Mostra reatividade cruzada com camundongo. Adequado para estudar a função da ligase E3 de ubiquitina e vias de degradação de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FBXO3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FBA; FBX3; FBXO3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26273
ID do Gene	26273
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do FBXO3 humano (NP_036307.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9UK99
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco de gelo