

Anticorpo Policlonais Anti-Fbxo31 Para Wb - Q5Xux0

Número do item: CM0012914



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao FBXO31 humano (aa 240-539), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de dano ao DNA e regulação do ciclo celular. Peso proteico ~61 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FBXO31 Coelho pAb
Observações/Apelidos	FBX14; Fbx31; MRT45; FBXO14; pp2386; FBXO31
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79791
GeneID	79791
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 240-539 do FBXO31 humano (NP_079011.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q5XUX0
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de gelo