

Anti-Fbxo32 Anticorpo Policlonal De Coelho Para If/Icc, If-P, Elisa - Q969P5

Número do item: CM0026561

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra FBXO32 humano (Atrogin-1, MAFbx). Validado para IF/ICC, IF-P, ELISA; reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisas sobre atrofia muscular e ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FBXO32 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Fbx32; MAFbx
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	114907
GeneID	114907
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 201-300 do FBXO32 humano (NP_478136.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q969P5
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco de gelo