

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Fbxo4 Para Wb, Elisa - Q9Ukt5

Número do item: CM0028171



introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho FBXO4 adequado para WB e ELISA, detecta FBXO4 humano e de camundongo. O anticorpo tem como alvo a proteína F-box only 4, uma subunidade de reconhecimento de substrato da ubiquitina ligase E3 SCF, útil para estudar a degradação mediada por ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FBXO4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FBX4; FBXO4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26272
GeneID	26272
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 138-387 da FBXO4 humana (NP_036308.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UKT5
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo