

Anticorpo Policlonal Anti-Fbxo42 Para Wb, Elisa - Q6P3S6

Número do item: CM0022612

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FBXO42 humano, validado para Western blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Adequado para o estudo da função da ligase E3 de ubiquitina SCF e da degradação de p53.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do produto	FBXO42 Rabbit pAb
Observações/Apelido	JFK; Fbx42; FBXO42
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	54455
ID do gene	54455
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 468-717 da FBXO42 humana (NP_061867.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q6P3S6
Peso da proteína	78 kDa
Envio	Bolsa de gelo