

Anticorpo Policlonal Anti-Fbxo42 Para Wb - Q6P3S6

Número do item: CM0013173

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a FBXO42 (JFK, Fbx42). Validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Útil para estudar a ligase de ubiquitina SCF e as vias de degradação da p53.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FBXO42 pAb de Coelho
Observações/Apelido	JFK; Fbx42; FBXO42
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54455
ID do Gene	54455
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 468-717 do FBXO42 humano (NP_061867.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6P3S6
Peso Proteico	78kDa
Envio	Bolsa de Gelo