


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fbxo7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3I1

Número do item: CM0027177



introdução

Anticorpo policlonal de coelho detecta FBXO7 em humano, camundongo e rato. Adequado para WB, IF/ICC e ELISA. FBXO7 é uma proteína F-box envolvida na ubiquitinação e mitofagia, com um peso molecular previsto de 59kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FBXO7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FBX, FBX7, PKPS, FBXO7, PARK15, FBXO7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25793
GeneID	25793
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 353-522 do FBXO7 humano (NP_036311.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y3I1
Peso Proteico	59kDa
Envio	Saco de Gelo