

Anticorpo Policlonal Anti-Fbxw11 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukb1

Número do item: CM0026827



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra FBXW11 humano (beta-TrCP2), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece humano, rato, rato. Adequado para estudos de sinalização ubiquitina-proteassoma, Wnt e NF- κ B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FBXW11 Coelho pAb
Observações/Apelido	Hos; BTRC2; FBW1B; Fbw11; BTRCP2; FBXW1B; NEDJED; FBXW11
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	23291
ID do Gene	23291
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 443-542 do FBXW11 humano (NP_036432.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9UKB1
Peso Proteico	62kDa
Envio	Saco de gelo