


Anticorpo Policlinonal Anti-Fbxw11 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukb1

Número do item: CM0021466



introdução

FBXW11 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal de coelho contra FBXW11 humano. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA e reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de ubiquitinação, sinalização Wnt e via NF-κB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FBXW11 Rabbit pAb
Observações/Alias	Hos; BTRC2; FBW1B; Fbw11; BTRCP2; FBXW1B; NEDJED; FBXW11
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23291
Imunógeno	Um peptídeo sintético de FBXW11 humano.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKB1
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Bolsa de gelo