

Anti-Fbxw2Coelho Anticorpo Policlonal Para Wb, Elisa - Q9Ukt8

Número do item: CM0024498

introdução

Anti-FBXW2 anticorpo policlonal de coelho validado para Western blotting e ELISA. Detecta FBXW2 humano, de camundongo e de rato, um componente de reconhecimento de substrato do complexo ubiquitina ligase E3 SCF. Adequado para estudos da via da ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FBXW2 Coelho pAb
Observações/Apelido	Md6; FBW2; Fwd2; FBXW2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26190
ID do Gene	26190
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 102-454 do FBXW2 humano (NP_036296.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKT8
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco com gelo