

Anticorpo Policlonal Anti-Fbxw5 Para Wb, Elisa - Q969U6

Número do item: CM0028987

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-FBXW5 humano validado para Western blot e ELISA. Direciona-se à proteína 5 contendo repetições F-box/WD (64 kDa), um componente de reconhecimento de substrato dos complexos de ligase E3 de ubiquitina SCF e DCX — ideal para pesquisa em ubiquitinação, ciclo celular e duplicação de centríolos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FBXW5 Coelho pAb
Observações/Apelido	Fbw5; FBXW5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54461
ID do Gene	54461
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 184-566 da FBXW5 humana (NP_061871.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q969U6
Peso Molecular da Proteína	64kDa
Envio	Saco de gelo