

Anticorpo Policlonal Anti-Fbxw7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q969H0

Número do item: CM0030890



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FBXW7, adequado para Western blot, IHC (parafina) e ELISA. Detecta FBXW7 de ~80 kDa em amostras humanas, de camundongo e de rato. Tem como alvo o componente de reconhecimento de substrato da ligase de ubiquitina para estudos de degradação proteassomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FBXW7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AGO; CDC4; FBW6; FBW7; hAgo; FBX30; FBXW6; SEL10; hCdc4; DEDHIL; FBXO30; SEL-10; FBXW7
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55294
GeneID	55294
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 231-371 do humano humano (NP_361014.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q969H0
Peso Proteico	80kDa
Envio	Saco de gelo