

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fbxw8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8N3Y1

Número do item: CM0022138



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra FBXW8, um componente de reconhecimento de substrato do complexo ligase de ubiquitina Cul7-RING. Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato. Útil para pesquisas sobre ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	FBXW8 pAb de coelho
Observações/Alias	FBW6; FBW8; FBX29; FBXW6; FBXO29; FBXW8
Espécie	Humana
GeneID (humano)	26259
GeneID	26259
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 500-598 da FBXW8 humana (NP_699179.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q8N3Y1
Peso da proteína	67 kDa
Envio	Bolsa de gelo