


Anticorpo Policlonais Anti-Fcar Para Wb, If/Icc, Elisa - P24071

Número do item: CM0027373



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FCAR humano (CD89), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece humano e camundongo, ideal para estudos da função do receptor Fc em células mieloides e imunidade mucosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FCAR Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2; FCAR
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2204
GeneID	2204
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-287 do FCAR humano (NP_001991.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P24071
Peso Molecular da Proteína	32kDa
Envio	Saco de gelo