


Anticorpo Monoclonal Anti-Fcer1 Alfa Para Wb, Elisa - P12319

Número do item: CM0007649



introdução

Anticorpo monoclonal de alta afinidade contra FcεR1 alfa humano (FCER1A), validado para WB e ELISA. Adequado para detectar o receptor de IgE humano, de rato e de camundongo em pesquisas sobre alergia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-FcεR1 alfa
Observações/Apelido	FCε1A, FcεRI, FCεRIA, FcεR1 alfa
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2205
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-205 do FcεR1 alfa humano (NP_001992.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12319
Peso Proteico	30 kDa
Envio	Em bolsa de gelo