


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-FcεR1A Para Wb, Fc, Elisa - P12319

Número do item: CM0012678



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a subunidade alfa do receptor de IgE de alta afinidade (FcεR1α) validado para WB, citometria de fluxo e ELISA; reage com humano; ideal para pesquisa em alergia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho FcεR1α
Observações/Apelido	FCE1A; FcεR1; FCERIA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2205
GeneID	2205
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-205 da FcεR1α humana (NP_001992.1).)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P12319
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de gelo