

Anticorpo Policlonal Anti-Fcer1G Para Wb, Elisa - P30273

Número do item: CM0013730



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FCER1G (cadeia gama do receptor Fc) para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisa em alergia e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FCER1G Coelho pAb
Observações/Apelido	FCRG; FCER1G
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2207
GeneID	2207
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-86 do FCER1G humano (NP_004097.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P30273
Peso Proteico	10kDa
Envio	Saco de gelo