


Anti-Fcf1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y324

Número do item: CM0023145



introdução

Policlonal de coelho contra FCF1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano e rato. Tem como alvo a biogênese do ribossomo, localizado no nucléolo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FCF1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Bka; UTP24; CGI-35; C14orf111; FCF1
Espécie	Humano
ID do Gene	51077
Imunógeno	Peptídeo sintético. Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-198 do FCF1 humano (NP_057046.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9Y324
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco de gelo