


Anticorpo Policlonal Anti-Fcgr2A Para Wb, If-P, Elisa - P12318

Número do item: CM0015369



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao FCGR2A humano (CD32), validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudar fagocitose mediada por receptores Fc e respostas imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FCGR2A Coelho pAb
Observações/Apelido	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcgammaRIIa; FCGR2A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2212
GeneID	2212
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 34-316 do FCGR2A humano (NP_001129691.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12318
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo