

Anticorpo Policlonale De Coelho Anti-Fcgr2B Para Wb, If-P, Elisa - P31994

Número do item: CM0016422



introdução

Anticorpo policlonale de coelho direcionado ao FCGR2B (CD32) humano, validado para WB, IF-P e ELISA. Detecta amostras humanas, de camundongo e rato. Essencial para o estudo da regulação imun mediada por FcγRIIB e os mecanismos de doenças autoimunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FCGR2B Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CD32; FCG2; CD32B; FCGR2; IGFR2; FCGR2C; FcγRIIB; FcRII-c; FcγgammaRIIb; FCGR2B
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2213
GeneID	2213
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-217 do FCGR2B humano (NP_003992.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31994
Peso Proteico	34kDa
Envio	Bolsa de gelo