

Anticorpo Policlonal Anti-Fcgr3A Para Wb, Elisa - P08637

Número do item: CM0024900



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FCGR3A humano (CD16), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de citotoxicidade celular dependente de anticorpo e biologia de células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FCGR3A Coelho pAb
Observações/Apelido	CD16, FCG3, CD16A, FCGR3, IGFR3, IMD20, FCR-10, FCRIII, CD16-II, FCGRIII, FCRIIIA, FcGRIIIA, FCGR3A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2214
GeneID	2214
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 150-250 do FCGR3A humano (NP_000560.7)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08637
Peso Proteico	29kDa
Remessa	Em saco de gelo