

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Fcgr3B Para Wb E Elisa - 075015

Número do item: CM0026711



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade direcionado ao FCGR3B humano (Receptor III-B de Fc gama). Validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para pesquisa em imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	FCGR3B Rabbit pAb
Observações/Alias	CD16; FCG3; CD16A; CD16b; FCGR3; CD16-I; FCGR3A; FCR-10; FCRIII; FCRIIIb; FCGR3B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2215
GeneID	2215
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-233 do FCGR3B humano (NP_000561.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075015
Peso Molecular da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo