

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fcgr3B Para Wb, Elisa - O75015

Número do item: CM0016212



introdução

Anticorpo policlonal de coelho FCGR3B (CD16b) validado para WB e ELISA. Reconhece o receptor de baixa afinidade Fc de IgG III-B humano e de rato, uma armadilha para complexos imunes expressa em neutrófilos. Originado de coelho, imunizado com proteína recombinante humana FCGR3B (1-233aa).

[Saiba mais](#)

Especificações Principais do Produto	Detalhes
Nome do Produto	FCGR3B pAb de Coelho
Observações/Apelido	CD16; FCG3; CD16A; CD16b; FCGR3; CD16-I; FCGR3A; FCR-10; FCRIII; FCRIIIb; FCGR3B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2215
GeneID	2215
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-233 do FCGR3B humano (NP_000561.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O75015
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de Gelo