

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fcgrt/Fcrn Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55899

Número do item: CM0007531



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o FCGRT/FCRN (FcRn), adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, rato, camundongo. Imunogênio recombinante. Ideal para investigar o transporte e a reciclagem de IgG.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FCGRT/FCRN Coelho mAb
Observações/Apelido	FCRN; FcγRn; Receptor transportador da cadeia alfa do fragmento Fc de IgG; FCGRT/FCRN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2217
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-290 do FCGRT/FCRN humano (NP_004098.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55899
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo