


Anticorpo Policlonal Anti-Fcho2 Para Wb E Elisa - Q0Jrz9

Número do item: CM0017494



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FCHO2 humano, validado para Western blot e ELISA. Tem como alvo uma proteína de endocitose precoce envolvida na formação de fossetas revestidas de clatrina; reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudar o tráfego de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FCHO2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FCHO2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	115548
ID do Gene	115548
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do FCHO2 humano (NP_620137.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q0JRZ9
Peso da Proteína	89kDa
Envio	Saco de gelo