


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fcn1 Para Wb E Elisa - 000602

Número do item: CM0030182



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FCN1 humano (M-ficolina). Adequado para Western blot e ELISA. Reconhece humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre imunidade inata e via do complemento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FCN1 pAb de Coelho
Observações/Alias	FCNM; FCN1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2219
GeneID	2219
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-326 do FCN1 humano (NP_001994.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00602
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo